

# Alecto BC-27

## Digitale oorthermometer



## GEBRUIKSAANWIJZING

# Alecto BC-27

## Thermomètre auriculaire numérique



## MODE D'EMPLOI

### INTRODUCTIE

Deze oorthermometer is speciaal ontwikkeld om veilig, snel en nauwkeurig uw lichaamstemperatuur te kunnen meten. Omdat veranderingen in de lichaamstemperatuur sneller en nauwkeuriger in het oor worden waargenomen dan op andere plaatsen van het lichaam, is de temperatuur, verkregen met deze oorthermometer, nauwkeuriger dan een temperatuurmeting onder de oksel, in de mond of rectaal.

#### IJken:

De oorthermometer is in de fabriek geïjkt. Als deze thermometer volgens de instructies wordt gebruikt, is ijken niet nodig. De thermometer bevat geen afregelmogelijkheden.

#### Eerste gebruik:

Vanaf de fabriek is een batterij geplaatst. Open het batterijcompartiment en trek de isolatiestrip naar buiten om de batterij te activeren.

#### In / uitschakelen:

##### Inschakelen:

Druk kort op toets **POWER/M**. Alle segmenten in het display lichten kort op. Zodra het display 00.0 weergeeft met rechtsboven het symbool , is de thermometer gereed voor gebruik.

##### Uitschakelen:

De thermometer schakelt zichzelf uit nadat er gedurende een minuut geen toets meer is ingedrukt.

#### Weergave in (°C) of (°F):

Om te wisselen tussen weergave van de temperatuur in graden Celsius (°C) of graden Fahrenheit (°F), schakelt u eerst de thermometer in. Houd dan toets **POWER/M** ingedrukt totdat de meeteenheid wisselt tussen °C en °F.

### METEN VAN DE TEMPERAATUUR

Opmerking: Vóór de meting moet de thermometer gedurende ten minste 30 minuten op de omgevingstemperatuur worden gestabiliseerd.

1. Druk kort op toets **POWER/M** om de thermometer te activeren. U hoort een pieptoon.

Het display toont nu achtereenvolgens:



De BC-27 is nu gereed voor gebruik.

2. Maak de gehoorgang vrij door het buitenoor naar boven en naar achteren te trekken om een duidelijk zicht op het trommelvlies te krijgen.




Voor kinderen jonger dan 1 jaar: trek het oor recht naar achteren.



Voor kinderen vanaf 1 jaar en volwassenen: trek het oor omhoog en naar achteren.

Let op: Veel kinderartsen stellen voor om oorthermometers te gebruiken voor kinderen ouder dan 6 maanden.

3. Terwijl u aan het buitenoor trekt, duwt u de thermometer voorzichtig in de gehoorgang. Druk kort op toets **'SCAN'**. Wanneer u een pieptoon hoort, is de meting voltooid en kunt u de thermometer uit het oor halen. Het LCD-scherm toont de gemeten temperatuur.

4. Opnieuw meten: Als u opnieuw wilt meten, wacht dan eerst tot het symbool  in het display oplicht.

5. Na 1 minuut schakelt de thermometer zichzelf uit.

### Geheugen:

De thermometer onthoudt de temperatuur van de laatste 10 metingen.

6. Schakel de thermometer in door kort op toets **POWER/M** te drukken.

7. Druk herhaaldelijk op toets **POWER-M** om de geheugens in te zien. (geheugen 10 is de laatste meting, geheugen 09 is de voorlaatste, enz.)

8. Na 1 minuut schakelt de thermometer zichzelf uit.

### Mogelijke oorzaken van een te lage temperatuurweergave

• De thermometer is niet ver genoeg of schuin in het oor geduwd. Herhaal de meting waarbij u de thermometer goed in het oor plaatst.

• De temperatuursensor is vuil, reinig deze zoals beschreven in het hoofdstuk 'Reinigen' iets verderop in deze handleiding.

• De gehoorgang is vuil of verstopt, reinig deze of neem de temperatuur in het andere oor op.

Bij overige vragen en/of storingen kunt u contact opnemen met de servicedienst van Alecto.

### Adviezen en waarschuwingen:

#### Nooit doen:

• Nooit de temperatuur met deze thermometer opnemen indien u een oorontsteking of andere irritatie aan uw oren heeft.

• Nooit de temperatuur opnemen binnen 30 minuten na het sporten of baden.


• Nooit de temperatuur-sensor aanraken.

#### Wel doen:

• De thermometer na elk gebruik goed reinigen en in het opbergdoosje, buiten bereik van kinderen, opbergen.

### REINIGEN

#### Temperatuur-sensor:




Reinig na elke meting de temperatuur-sensor van de thermometer met een wattenstaafje, gedrenkt in medicinale alcohol (96%, verkrijgbaar bij apotheek of drogist). De temperatuursensor NOOIT met water reinigen.

#### Thermometer:

De behuizing van de thermometer kunt u met een vochtige doek reinigen. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.

### BATTERIJ ZWAK

1. De thermometer wordt geleverd met een 3 V Lithium batterij (CR 2032).

2. Wanneer de spanning van de batterij laag is, geeft het LCD-scherm het symbool  weer, vervang nu de batterij in het toestel. De thermometer kan niet nauwkeurig werken bij lage spanning.

3. Verwijder het batterijklepje en duw het metalen palletje naar achteren, de batterij zal omhoog komen en u kunt deze uitnemen.


4. Plaats een nieuwe batterij, de positieve pool (+) naar boven, en druk de batterij naar beneden zodat deze vastklikt.

5. Plaats de batterijdeksel terug op de thermometer.

6. Haal de batterij er ook uit als het apparaat langer dan zes maanden niet wordt gebruikt. Hiermee voorkomt u schade aan de thermometer mocht de batterij gaan lekken.

### NETTOYAGE

#### Le senseur de température :




Nettoyez après chaque prise de température le senseur de température du thermomètre avec un coton-tige imbibé d'alcool médical (96%, disponible chez le pharmacien ou le droguiste). NE nettoyez JAMAIS le senseur de température avec de l'eau.

#### Thermomètre :

Vous pouvez nettoyer le boîtier du thermomètre avec un chiffon humide. N'utilisez pas de détergents chimiques.

### BATTERIE FAIBLE

1. Le thermomètre est fourni avec une pile au lithium de 3 V (CR 2032)

2. Lorsque la tension de la batterie est faible, l'écran LCD affiche le symbole , veuillez remplacer une nouvelle batterie dans l'appareil. Le thermomètre ne peut pas fonctionner avec précision dans des conditions de basse tension.

3. Retirez le couvercle du compartiment à piles et tirez le bouton métallique vers le bas (voir Fig.), la pile rebondit et vous pouvez retirer l'ancienne pile.

4. Placez une pile neuve, le pôle positif (+) vers le haut et poussez la pile vers le bas pour qu'elle s'enclenche en place.

5. Réglissez le couvercle du compartiment de la pile sur le thermomètre.

6. Retirez également la pile si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de six mois. Ceci afin d'éviter tout dommage en cas de fuite de la batterie.

#### Toujours faire :

• Nettoyez soigneusement le thermomètre après chaque utilisation et rangez-le dans la boîte de rangement, hors de portée des enfants.

### ATTENTIE

- de thermometer en de batterij buiten bereik van kinderen houden
- niet praten of lopen tijdens de meting
- bewaar de thermometer in het opbergdoosje
- stel de thermometer niet bloot aan direct zonlicht, stof of vocht
- de thermometer niet demonteren

Pas op dat knoopcelbatterijen NIET door baby's of kleine kinderen ingeslikt worden. Houd (knoopcel)batterijen altijd ver verwijderd van baby's en kinderen en voer oude batterijen direct af naar batterij-inzamelpunten. Raadpleeg altijd direct een arts bij enig vermoeden dat uw baby of kind een knoopcelbatterij heeft ingeslikt.

### SPECIFICATIES

Temperatuur bereik: 34.0°C ~ 44.0°C (93.2°F ~ 111.2 °F)

Gebruikscondities  
Temperatuur: 16°C ~ 35°C (\*) (60.8°F ~ 95.0°F)  
Vochtigheid: 80%RH  
\*: indien de temperatuur buiten dit bereik ligt, verschijnt op het display 'ER 1'.


Bewaarcondities:  
Temperatuur: -25°C tot 55°C (-13°F tot 131°F)  
Vochtigheid: 85%RH

Display resolutie: 0.1°C (0.1°F)

Nauwkeurigheid: 0.2°C (van 35.5°C tot 42.0°C) 0.4°F (van 95.9°F tot 107.6°F)

### MILIEU

Ne pas jeter les piles vides ou usées dans la poubelle mais les déposer dans votre dépôt local de petits déchets chimiques (KCA).

 Au terme du cycle de vie de ce produit, vous ne devez pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires mais le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

### ATTENTION

- gardez le thermomètre et la pile hors de portée des enfants
  - pas bouger ou parler pendant la mesure
  - garder le thermomètre dans sa boîte
  - n'exposez pas le thermomètre au soleil, à l'humidité ou à la poussière
  - ne démontez jamais le thermomètre
- Assurez-vous que ces piles boutons ne soient JAMAIS avalées par des bébés ou de petits enfants. Éloignez les piles (pile bouton) des bébés et des enfants tout le temps et jetez toujours les piles usées dans un point de collecte dédié. Si vous avez un doute sur le fait que votre bébé ou enfant a avalé une pile bouton, consultez immédiatement votre médecin.

### SPECIFICATIONS

Portée température : 34.0°C ~ 44.0°C (93.2°F ~ 111.2 °F)

Condition d'utilisation :  
Température : 16°C ~ 35°C (\*) (60.8°F ~ 95.0°F)  
Humidité : 80%RH  
\*Si la température est en dehors de cette plage, l'afficheur indique 'ER 1'


Batterij:  
1x 3V Lithium batterij (CR 2032)  
Levensduur: 2000 metingen  
Stroomverbruik: 9 mW

Afmetingen: 110mm x 35mm x 35mm

Gewicht: ±37 gr (batt incl.)

### MILIEU

Legge of uitgewerkte batterijen niet zomaar weggoien maar inleveren bij uw plaatselijk depot voor Klein Chemisch Afval (KCA).

 Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

### CE

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op: <http://DOC.hesdo.com/BC-27-DOC.pdf>

### GARANTIEBEWIJS

Op de BC-27 heeft u een garantie van 24 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

#### HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst de gebruiksaanwijzing. Geef deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan uw leverancier of de serviceafdeling van Alecto op [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl)

Condition de stockage :  
Température : -25°C to 55°C (-13°F to 131°F)  
Humidité : 85%RH

Résolution écran  
0.1°C (0.1°F)

Précision :  
0.2°C (35.5°C - 42.0°C)  
0.4°F (95.9°F - 107.6°F)

Pile :  
1x pile Lithium 3V (CR 2032)  
Longévité : 2000 mensurations  
Consommation de courant: 9 mW

Dimension : 110mm x 35mm x 35mm  
Poids ±37gr (pile incl.)

### CE

La déclaration de conformité est disponible sur: <http://DOC.hesdo.com/BC-27-DOC.pdf>

### BON DE GARANTIE

Sur le BC-19 vous avez une garantie de 24 MOIS après la date d'achat. Pendant cette période, nous vous assurons une réparation gratuite des défaillances causées par des fautes de matériaux ou de construction. Cela au jugement de l'importateur.

#### COMMENT AGIR:

Si vous constatez un défaut, il faut consulter d'abord le mode d'emploi. Si celui-ci ne vous donne pas d'explication, il faut consulter votre fournisseur en lui expliquant clairement le défaut. Celui-ci prendra l'appareil, la carte de garantie et le bon d'achat daté et prendra soin d'un réparation rapide, respectivement d'un envoi à l'importateur.

DE GARANTIE VERVALT:  
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vuur, overstroming, bliksemingslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.


Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.








Service ↓ Help

 [WWW.ALECTO.NL](http://WWW.ALECTO.NL)  
 [SERVICE@ALECTO.NL](mailto:SERVICE@ALECTO.NL)

 **Hesdo, Australiëlaan 1**  
**5232 BB, 's-Hertogenbosch**  
**The Netherlands**

 Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co.,Ltd, Building 2, 1# Fuzhu Nan RD, Wuchang Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang 310023

   
  
  
  
**0197**

Imported by: Hesdo bv.  
Azielaan 12, 5232BA  
's-Hertogenbosch  
The Netherlands

LA GARANTIE ECHOIT:  
En cas d'une utilisation incompétente, d'un raccordement fautif, d'une utilisation des pièces détachées ou des accessoires pas originaux et en cas de négligence ou des défauts causés par humidité, incendie, inondation, foudre et catastrophes naturelles. En cas de modifications illégales et/ou réparations par tiers. En cas de transport fautif de l'appareil sans emballage approprié ou dans le cas où l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et le bon d'achat.

Tout autre responsabilité notamment aux conséquences éventuelles est exclue.








Service ↓ Help

 [WWW.ALECTO.NL](http://WWW.ALECTO.NL)  
 [SERVICE@ALECTO.NL](mailto:SERVICE@ALECTO.NL)

 **Hesdo, Australiëlaan 1**  
**5232 BB, 's-Hertogenbosch**  
**The Netherlands**

 Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co.,Ltd, Building 2, 1# Fuzhu Nan RD, Wuchang Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang 310023

   
  
  
  
**0197**

Imported by: Hesdo bv.  
Azielaan 12, 5232BA  
's-Hertogenbosch  
The Netherlands



# Alecto BC-27

## Digitales Ohrthermometer



### BEDIENUNGSANLEITUNG

# Alecto BC-27

## Digital Ear Thermometer



### USERS MANUAL

### EINFÜHRUNG

Dieses Ohrthermometer wurde speziell entwickelt, um Ihre Körpertemperatur schnell, genau und präzise messen zu können. Weil Veränderungen der Körpertemperatur schneller und präziser im Ohr als an anderen Stellen des Körpers wahrgenommen werden, ist die Temperaturangabe, die Sie mit diesem Ohrthermometer bekommen, genauer als eine Temperaturmessung unter der Achsel, im Mund oder rektal.

#### Eichen:

Das Ohrthermometer wurde beim Hersteller geeicht. Wenn dieses Thermometer gemas der Anleitung verwendet wird, ist keine weitere Eichung notwendig. Das Thermometer hat keine Feineinstellungsmöglichkeiten.

#### Erstem gebrauch:

Von Seiten des Herstellers wurde bereits eine Batterie eingelegt. Öffnen Sie das Batteriefach und ziehen Sie den Isolierstreifen heraus, um die Batterie zu aktivieren.

#### Ein- / Ausschalten:

##### Einschalten:

Drücken Sie kurz die Taste **POWER/M**. Alle Segmente in der Anzeige leuchten kurz auf. Sobald auf der Anzeige 00.0 mit dem Symbol in der rechten oberen Ecke erscheint, ist das Thermometer betriebsbereit.

##### Ausschalten:

Das Thermometer schaltet sich selbst ab, wenn für die Dauer einer Minute keine Taste mehr gedrückt wurde.

#### Anzeige in Celsius oder Fahrenheit::


Um zwischen der Anzeige der Temperatur in °C oder °F zu wechseln, schalten Sie zunächst das Thermometer ein. Halten Sie dann die **POWER/M**-Taste gedrückt, bis sich die Maßeinheit von °C auf °F oder umgekehrt ändert

### TEMPERATURMESSUNG

Hinweis: Vor der Messung muss das Thermometer mindestens 30 Minuten lang bei den Betriebsbedingungen stabilisiert werden.

1. Drücken Sie kurz die Taste **POWER/M**, um das Thermometer einzuschalten. Sie hören einen Piepton.

Das Display zeigt nun nacheinander an:




Der BC-27 ist jetzt einsatzbereit.

2. Richten Sie den Gehörgang aus, indem Sie das Außenohr nach oben und hinten ziehen, um eine freie Sicht auf das Trommelfell zu ermöglichen.



Bei Kindern unter 1 Jahr ziehen Sie das Ohr gerade nach hinten.



Für Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Erwachsenen ziehen Sie das Ohr nach oben und hinten.

Vorsicht: Viele Kinderärzte empfehlen die Verwendung von Ohrthermometern für Kinder ab 6 Monaten.

3. Führen Sie das Thermometer beim Ziehen des Außenohres vorsichtig, aber sicher in den Gehörgang ein. Drücken Sie kurz die Taste **"SCAN"**. Wenn Sie einen Piepton hören, ist die Messung abgeschlossen und Sie können das Thermometer aus dem Ohr nehmen. Die LCD-Anzeige zeigt die gemessene Temperatur an.

4. Nochmals messen: Wenn Sie erneut messen möchten, warten Sie bitte zuerst, bis das Symbol im Display leuchtet.
5. Nach 1 Minute schaltet sich das Thermometer aus.

### Speicher:

Das Thermometer speichert die Temperatur der letzten 10 Messungen.

1. Schalten Sie das Thermometer durch kurzes Drücken der **POWER/M**-Taste ein.
2. Drücken Sie die **POWER-M**-Taste wiederholt, um die Speicher anzuzeigen. (Speicher 10 ist die letzte Messung, Speicher 09 ist die vorletzte, usw.)
3. Nach 1 Minute schaltet sich das Thermometer aus.

### Mögliche Ursachen einer zu niedrigen Temperaturanzeige:

- Das Thermometer ist nicht weit genug oder schief im Ohr. Wiederholen Sie die Messung, wobei Sie das Thermometer richtig ins Ohr einführen.
- Der Temperatursensor ist schmutzig, reinigen Sie ihn.
- Der Gehörgang ist schmutzig oder verstopft, reinigen Sie ihn oder messen Sie die Temperatur im anderen Ohr.

Bei sonstigen Fragen und/oder Störungen können Sie mit dem Servicedienst dieses Ohrthermometers Kontakt aufnehmen.

### Empfehlungen und Warnungen: Nie:


- Nie die Temperatur mit diesem Thermometer messen, falls Sie eine Ohrentzündung oder sonstige Reizung an den Ohren haben.
- Nie die Temperatur innerhalb von 30 Minuten nach dem Sport oder einem Bad messen.
- Nie den Temperatursensor berühren.

### Immer:

- Das Thermometer nach jedem Gebrauch gut reinigen und auser Reichweite von Kindern aufbewahren.

### REINIGUNG

#### Temperatursensor:



Reinigen Sie den Temperatursensor des Thermometers nach jeder Messung mit einem in medizinischem Alkohol (96%, erhältlich in Apotheken oder Drogerien) getränkten Wattestäbchen. Den Temperatursensor NIE mit Wasser reinigen.

#### Thermometer:


Das Gehäuse des Thermometers können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel.

### BATTERIE SCHWACH

1. Das Thermometer wird mit einer 3 V Lithium-Batterie (CR 2032) geliefert.
2. Wenn die Spannung der Batterie niedrig ist, zeigt das LCD-Symbol an, bitte ersetzen Sie eine neue Batterie im Gerät. Das Thermometer kann unter Niederspannungsbedingungen nicht präzise arbeiten.
3. Entfernen Sie die Batterieabdeckung und ziehen Sie den Metallknopf nach unten (siehe Abb.), der Akku wird herausgeschlagen, dann können Sie den alten Akku herausnehmen.
4. Legen Sie eine neue Batterie ein, den Pluspol (+) nach oben, und drücken Sie die Batterie nach unten, so dass sie einrastet.
5. Plazieren Sie den Batteriedeckel wieder auf das Thermometer.
6. Nehmen Sie auch die Batterie heraus, wenn das Gerät länger als sechs Monate nicht benutzt wird. Dies verhindert Schäden, falls der Akku ausläuft.

### CLEANING

#### Temperature sensor:



Clean the temperature sensor with a cotton bud soaked in medicinal alcohol (96%, available from chemists) every time after use. NEVER clean the temperature sensor with water.

#### Thermometer:

You can clean the casing of the thermometer with a damp cloth. Do not use chemical cleaning agents.

### BATTERY LOW

1. The thermometer is supplied with a 3V Lithium Batterie (CR 2032).
2. When the voltage of the battery is low, the LCD will display: . Please replace the battery in the unit. The thermometer cannot work accurately under the condition of low voltage.
3. Remove the battery cover and pull down the metal button (see Fig), the battery will be bounced out, then you can take out the old battery.
4. Place a new battery, the positive pole (+) up and push the battery down so that it clicks into place.
5. Place the battery cover back onto the thermometer.
6. Also take the battery out if the unit will not be used for over six months. This to prevent any damage in case the battery starts leaking.

### Memory:

The thermometer remembers the temperature of the last 10 measurements.

1. Switch the thermometer on by briefly pressing the **POWER/M** button.
2. Press the **POWER-M** button repeatedly to view the memories. (Memory 10 is the last measurement, Memory 09 is the last but one, etc.)
3. After 1 minute the thermometer switches off automatically.

### Possible causes of the temperature measured being too low:

- The thermometer is not far enough or at an angle in the ear. Place the thermometer in the ear correctly and measure the temperature again.
- The temperature sensor is dirty. Clean it and measure again.
- The ear canal is blocked or dirty. Clean it or measure the temperature in the other ear.

For further questions and/or problems, contact the Alecto customer service.

### Advice and warnings: Never:

- Never measure your temperature with the thermometer if you have an ear infection or other ear irritation.
- Never measure your temperature within 30 minutes of physical activity or bathing.
- Never touch the thermometer sensor.

### Always:

- Clean the thermometer well after use and store it in a dry and dust-free environment and out of reach of children.

### ACHTUNG

- Bewahren Sie Thermometer und Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Sprechen Sie während der Messung nicht und gehen Sie nicht herum
- Bewahren Sie das Thermometer im Etui auf
- Setzen Sie das Thermometer nicht direkter Einwirkung von Sonnenstrahlen, Staub oder Feuchtigkeit aus
- Versuchen Sie nie Ihr Thermometer selbst zu reparieren.

Stellen Sie sicher, dass die Knopfzellen NIEMALS von Babys oder Kleinkindern verschluckt werden. Halten Sie die (Knopfzellen) Batterien von Babys und Kindern stets von Kindern fern und entsorgen Sie alte Batterien an einer Sammelstelle. Wenn Sie Zweifel haben, ob Ihr Baby oder Kind eine Knopfzelle verschluckt hat, konsultieren Sie unverzüglich Ihren Arzt.

### TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich: 34.0°C ~ 44.0°C (93.2°F ~ 111.2 °F)

Gebrauchsbedingungen:  
Temperatur: 16°C ~ 35°C (\*) (60.8°F ~ 95.0°F)  
Feuchtigkeit: 80%RH  
\*: Wenn die Temperatur außerhalb dieses Bereichs liegt, zeigt das Display "ER 1" an

Lagerbedingungen:  
Temperatur: -25°C to 55°C (-13°F to 131°F)  
Feuchtigkeit: 85%RH

Display-Auflösung: 0.1°C (0.1°F)

Genauigkeit:  
0.2°C (35.5°C bis 42.0°C)  
0.4°F (95.9°F bis 107.6°F)

### ATTENTION

- Keep the thermometer and battery out of the reach of children.
- Do not talk or walk around while taking your temperature.
- Store the thermometer in the special case.
- Do not expose the thermometer to direct sunlight, dust or moisture.
- Do not dismantle the thermometer.

Ensure that button cell batteries are NEVER swallowed by babies or young children. Keep (button cell) batteries far away from babies and children at all times and always discard used batteries at a dedicated collection point. If you have any doubt about your baby or child having swallowed a button cell battery, immediately consult your doctor.

### SPECIFICATIONS

Range of displayed temperature: 34.0°C ~ 44.0°C (93.2°F ~ 111.2 °F)

Operating ambient:  
Temperature: 16°C ~ 35°C (\*) (60.8°F ~ 95.0°F)  
Humidity: 80%RH  
\*: in case the temperature is out of this range, the display shows "ER 1".

Storage and transport condition:  
Temperature: -25°C to 55°C (-13°F to 131°F)  
Humidity: 85%RH


Display resolution temperature range: 0.1°C (0.1°F)

Accuracy:  
0.2°C (from 35.5°C to 42.0°C)  
0.4°F (from 95.9°F to 107.6°F)

Batterie:  
1x 3V Lithium battery (CR 2032)  
Lebensdauer: 2000 Messungen  
Stromverbrauch: 9mW  
Maße: 110mm x 35mm x 35mm  
Gewicht: ±37 Gr (Batt incl.)

### ENTSORGUNG

Werfen Sie alte oder leere Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie diese im Handel oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab.



Am Ende der Lebensdauer des Produkts sollten Sie dieses Produkt nicht in den normalen Hausmüll werfen, sondern bei einer Sammelstelle für die Aufbereitung von elektrischen und elektronischen Geräten abgeben.

### CE

Die Übereinstimmungserklärung ist verfügbar auf:  
<http://DOC.hesdo.com/BC-27-DOC.pdf>

### GARANTIESCHEIN

Auf das Thermometer BC-27 wird eine 24-MONATIGE Garantie ab dem Kaufdatum erteilt. In diesem Zeitraum garantieren wir die kostenlose Reparatur von Störungen, die aus Material- und Konstruktionsmängeln folgen. Diese Fälle unterliegen der endgültigen Bewertung des Importeurs.

### VORGEHENSWEISE:


Wenn Sie eine Störung bemerken, suchen Sie zuerst Rat in dieser Anleitung. Wenn diese keine ausreichenden Antworten liefert, nehmen Sie Kontakt auf mit [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl)

Battery:  
1x 3V Lithium battery (CR 2032)  
Battery life: 2000 measurements  
Power consumption: 9 mW

Dimension: 110mm by 35mm by 35mm  
Net weight: Approx. 37g (battery incl.)

### ENVIRONMENT

Do not throw used batteries away. Hand them in at your local depot for domestic chemical waste.



### CE

The declaration of conformity is available at:  
<http://DOC.hesdo.com/BC-27-DOC.pdf>

### WARRANTY

For the Alecto BC-27 thermometer you have a warranty of 24 months from the date of purchase. During this period, we guarantee the free repair of defects caused by material and workmanship errors. All this subjected to the final assessment of the importer.

HOW TO HANDLE: If you notice any defect, first refer to the user's manual. Please contact the supplier of this thermometer or contact customer service of Alecto via the Internet [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl)

THE WARRANTY BECOMES NULL AND VOID: In case of improper use, incorrect connections, leaking and/or incorrectly installed batteries, use of unoriginal parts or accessories, negligence and in case of

### ERLÖSCHEN DER GARANTIE:

Bei inkompetenter Verwendung, falschem Anschluss, auslauffendem und/oder falsch eingelegeten Batterien, der Verwendung von Nicht-Original-Teilen oder Zubehör, Vernachlässigung oder im Fall von Schäden, die infolge von Feuchtigkeit, Feuer, Hochwasser, Blitzschlag und Naturkatastrophen entstanden sind erlischt die Garantie. Außerdem, im Fall von nicht autorisierten Änderungen und/oder Reparaturen durch Dritte, sowie des falschen Transports des Geräts ohne entsprechende Verpackung und im Fall, wenn das Gerät die vorliegende Garantiekarte und den Kaufbeleg nicht besitzt. Der Produzent trägt keine Verantwortung für eventuelle direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung des Geräts folgen.



Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co., Ltd,  
Building 2, 1# Fuzhu Nan RD,  
Wuchang Town, Yuhang District,  
Hangzhou, Zhejiang 310023

Shanghai International Holding Corp. GmbH,  
Eiffestrasse 80,  
20537  
Hamburg Germany

Imported by: Hesdo bv.  
Azielaan 12, 5232BA  
's-Hertogenbosch  
The Netherlands

defects caused by moisture, fire, flooding, lightning and natural disasters.

In case of unauthorised modifications and/or repairs performed by third parties. In case of incorrect transportation of the device without adequate packaging and when the device is not accompanied by this warranty card and proof of purchase. All further liability, especially concerning any consequential damages, is excluded.



Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co., Ltd,  
Building 2, 1# Fuzhu Nan RD,  
Wuchang Town, Yuhang District,  
Hangzhou, Zhejiang 310023

Shanghai International Holding Corp. GmbH,  
Eiffestrasse 80,  
20537  
Hamburg Germany

Imported by: Hesdo bv.  
Azielaan 12, 5232BA  
's-Hertogenbosch  
The Netherlands





**Termometro Digitale Per Orecchio**



**MANUALE DELL'UTENTE**

**INTRODUZIONE**

Il termometro per orecchio BC-27 è progettato per misurare la tua temperatura corporea in sicurezza, velocemente e con precisione. La temperatura corporea può essere misurata più velocemente e accuratamente nell'orecchio rispetto a qualsiasi altro posto nel corpo. Ciò significa che la temperatura misurata con questo termometro per orecchio è più precisa della temperatura misurata sotto l'ascella, in bocca o nel retto.

**Calibrazione:**

Il termometro per orecchio è stato calibrato di fabbrica. Non è necessaria un'ulteriore calibrazione se il termometro è usato secondo le istruzioni. Non c'è modo di regolare di nuovo la calibrazione su questo termometro.

**Primo utilizzo:**

È già stata installata una batteria nel termometro per orecchio. Aprire il vano batterie ed estrarre la striscia isolante per attivare la batteria.

**Accensione/Spegnimento:**

**Accensione:**  
Premere brevemente il pulsante **POWER/M**. Tutti i segmenti nel display si accendono brevemente. Non appena il display mostra 00.0 con il simbolo  $^{\circ}$  nell'angolo in alto a destra, il termometro è pronto per il funzionamento.

**Spegnimento:**

Il termometro si spegnerà automaticamente dopo un minuto se non è premuto di nuovo alcun pulsante.

**Passaggio da Celsius a Fahrenheit:**

Per passare tra la visualizzazione della temperatura in gradi Celsius ( $^{\circ}$ C) ai gradi Fahrenheit ( $^{\circ}$ F), accendere prima il termometro. Premere quindi e tenere premuto il pulsante **POWER/M** fino a che l'unità di misura cambia da  $^{\circ}$ C a  $^{\circ}$ F o viceversa

**MISURARE LA TEMPERATURA**

Nota: Prima della misurazione, il termometro dovrà essere stabilizzato alle condizioni ambientali di funzionamento per un minimo di 30 minuti.

1. Premere il tasto **POWER/M** brevemente per attivare il termometro. Sentirai un bip.

Il display ora mostra in successione:



Il BC-27 è ora pronto per l'uso

2. Raddrizzare il canale uditivo tirando il padiglione sopra e dare una visione chiara del timpano.



Per i bambini minori di 1 anno, tirare l'orecchio all'indietro.



Per i bambini da 1 anno ad adulti, tirare l'orecchio in alto e in dietro.

- Azione: Molti pediatri suggeriscono l'uso di termometri per l'orecchio maggiori di 6 mesi.
3. Mentre tiri il padiglione auricolare, inserire gentilmente ma con decisione il termometro nel canale uditivo. Premere brevemente il pulsante **'SCAN'**. Quando senti un bip, la misurazione è completata e puoi rimuovere il termometro dall'orecchio. Il display LCD mostra la temperatura misurata.
  4. Misurare di nuovo: Se desideri misurare di nuovo, attendere prima fino a che il simbolo  $^{\circ}$  si illumina sul display.
  5. Dopo 1 minuto il termometro si spegne automaticamente.

**Memoria:**

Il termometro ricorda la temperatura delle ultime 10 misurazioni.

1. Accendere il termometro premendo brevemente il pulsante **POWER/M**.
2. Premere il pulsante **POWER-M** ripetutamente per vedere le memorizzazioni. (La memoria 10 è l'ultima misurazione, la memoria 09 è la penultima, ecc.)
3. Dopo 1 minuto il termometro si spegne automaticamente.

**Possibili cause della temperatura misurata troppo bassa:**

- Il termometro non è lontano abbastanza o in angolazione nell'orecchio. Posizionare il termometro nell'orecchio correttamente e misurare di nuovo la temperatura.
- Il sensore della temperatura è sporco. Puliscilo e misuralo di nuovo.
- Il canale uditivo è bloccato o sporco. Pulirlo o misurare la temperatura nell'altro orecchio.


Per ulteriori domande e/o problemi, contattare il servizio clienti Alecto.

**Avvisi e avvertimenti:**

- Mai:**
- Non misurare mai la temperatura con il termometro se hai un'infezione uditiva o un'altra irritazione all'orecchio.
  - Non misurare mai la temperatura a 30 minuti dall'attività fisica o dal bagno.
  - Non toccare mai il sensore del termometro.
- Sempre:**
- Pulire bene il termometro dopo l'uso e conservarlo in un ambiente asciutto e senza polvere e fuori dalla portata dei bambini.

**PULIZIA**

**Sensore della temperatura:**



Pulire il sensore della temperatura con un cotton fioc imbevuto d'alcool medicale (96%, disponibile in farmacia) ogni volta dopo l'uso. Non pulire MAI il sensore della temperatura con acqua.

**Termometro:**

Puoi pulire l'involucro del termometro con un panno umido. Non usare detergenti chimici

**BATTERIA SCARICA**

1. Il termometro è fornito con una batteria di litio di 3V (CR 2032).
2. Quando il voltaggio della batteria è lenta, l'LCD visualizzerà:  $\rightarrow$ . Sostituire la batteria nell'unità. Il termometro non può funzionare accuratamente in condizione di basso voltaggio.
3. Rimuovere il coperchio della batteria e tirare giù il pulsante di metallo (vedi Fig), la batteria salterà fuori, quindi potrai estrarla.
4. Posizionare una nuova batteria, il polo positivo (+) verso l'alto e spingere la batteria dentro in modo che clicchi in posizione.
5. Posizionare il coperchio della batteria sul termometro.
6. Estrarre la batteria se l'unità non sarà usata per più di sei mesi. Questo per prevenire qualsiasi danno in caso in cui la batteria inizi a perdere.

Intervallo della temperatura visualizzata: 34.0 $^{\circ}$ C ~ 44.0 $^{\circ}$ C (93.2 $^{\circ}$ F ~ 111.2  $^{\circ}$ F)

Ambiente di funzionamento:  
Temperatura: 16 $^{\circ}$ C ~ 35 $^{\circ}$ C (\*)  
(60.8 $^{\circ}$ F ~ 95.0 $^{\circ}$ F)  
Umidità: 80%RH  
\*: nel caso in cui la temperatura sia fuori dall'intervallo, il display mostra 'ER 1'.

Conservazione e condizioni di trasporto:  
Temperatura: -25 $^{\circ}$ C - 55 $^{\circ}$ C (-13 $^{\circ}$ F - 131 $^{\circ}$ F)  
Umidità: 85%RH

Intervallo di temperatura risoluzione del display:  
0.1 $^{\circ}$ C (0.1 $^{\circ}$ F)

Precisione:  
0.2 $^{\circ}$ C (da 35.5 $^{\circ}$ C a 42.0 $^{\circ}$ C)  
0.4 $^{\circ}$ F (da 95.9 $^{\circ}$ F a 107.6 $^{\circ}$ F)

**ATTENZIONE**

- Tenere il termometro e la batteria fuori dalla portata dei bambini.
- Non parlare o camminare mentre prendi la temperatura.
- Conservare il termometro nella custodia speciale.
- Non esporre il termometro alla luce solare diretta, polvere o umidità.
- Non smontare il termometro.

Assicurati che le batterie cellula a pulsante non siano MAI ingoiate da neonati o bambini piccoli. Tenere le batterie (cellula a pulsante) lontano sempre dai neonati e dai bambini e smaltire sempre le batterie usate in un punto di raccolta dedicato. Se hai qualche dubbio circa il fatto che il tuo neonato o bambino abbia ingoiato una batteria cellula a pulsante, consultare immediatamente il tuo medico.

**SPECIFICHE**

Intervallo della temperatura visualizzata: 34.0 $^{\circ}$ C ~ 44.0 $^{\circ}$ C (93.2 $^{\circ}$ F ~ 111.2  $^{\circ}$ F)

Ambiente di funzionamento:  
Temperatura: 16 $^{\circ}$ C ~ 35 $^{\circ}$ C (\*)  
(60.8 $^{\circ}$ F ~ 95.0 $^{\circ}$ F)  
Umidità: 80%RH  
\*: nel caso in cui la temperatura sia fuori dall'intervallo, il display mostra 'ER 1'.

Conservazione e condizioni di trasporto:  
Temperatura: -25 $^{\circ}$ C - 55 $^{\circ}$ C (-13 $^{\circ}$ F - 131 $^{\circ}$ F)  
Umidità: 85%RH

Intervallo di temperatura risoluzione del display:  
0.1 $^{\circ}$ C (0.1 $^{\circ}$ F)

Precisione:  
0.2 $^{\circ}$ C (da 35.5 $^{\circ}$ C a 42.0 $^{\circ}$ C)  
0.4 $^{\circ}$ F (da 95.9 $^{\circ}$ F a 107.6 $^{\circ}$ F)

**Batteria:**

1x batteria di litio a 3V (CR 2032)  
Durata della batteria: 2000 misurazioni  
Consumo di energia: 9 mW

Dimensione: 110mm x 35mm x 35mm  
Peso netto: Circa 37g (batteria incl.)

**AMBIENTE**

Non gettare via le batterie usate. Portale al deposito per i rifiuti domestici.



Al termine del ciclo vitale del prodotto, non devi gettarlo nella normale spazzatura domestica ma portarlo a un punto di raccolta per il riciclaggio di attrezzature elettriche ed elettroniche.

**CE**

La dichiarazione di conformità è disponibile su:  
<http://DOC.hesdo.com/BC-27-DOC.pdf>

**GARANZIA**

Per il termometro Alecto BC-27 hai una garanzia di 24 mesi a partire dalla data d'acquisto. Durante questo periodo, garantiamo la riparazione gratuita dei difetti causati da errori nel materiale e nella manodopera. Tutto ciò è soggetto alla valutazione finale dell'importatore.

COME GESTIRLA: Se noti un qualsiasi difetto, consulta per prima cosa il manuale dell'utente. Si prega di contattare il fornitore di questo termometro o contattare il servizio clienti di Alecto via Internet [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl)

LA GARANZIA DIVENTA NULLA O NON VALIDA:  
In caso di un uso scorretto, di collegamenti scorretti, di perdita e/o batteri installate

in maniera scorretta, l'uso di parti o accessori non originali, di negligenza e in caso di difetti causati da umidità, incendi, alluvioni, fulmini e disastri naturali. In caso di modifiche non autorizzate e/o riparazioni eseguite da terzi. In caso di trasporto non corretto del dispositivo senza un imballaggio adeguato e quando il dispositivo non è accompagnato da questa scheda di garanzia e dalla prova d'acquisto. Qualsiasi ulteriore responsabilità, specialmente riguardo qualsiasi danno consequenziale, è esclusa.

Service Help  
WWW.ALECTO.NL SERVICE@ALECTO.NL  
Hesdo, Australiëlaan 1 5232 BB, 's-Hertogenbosch The Netherlands

Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co.,Ltd, Building 2, 1# Fuzhu Nan RD, Wuchang Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang 310023

Shanghai International Holding Corp. GmbH, Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg Germany

Imported by: Hesdo bv. Azielaan 12, 5232BA 's-Hertogenbosch The Netherlands



0197

**Termómetro Digital De Oído**



**MANUAL DE USUARIO**

**PRESENTACIÓN**

El termómetro de oído BC-27 está diseñado para medir la temperatura del cuerpo de manera segura, rápida y precisa. La temperatura del cuerpo se puede medir de manera más rápida y precisa en el oído que en otros lugares del cuerpo. Esto significa que la temperatura del cuerpo medida con un termómetro de oído es más precisa que la temperatura medida en la axila, boca o recto.

**Calibración:**

El termómetro de oído viene calibrado de fábrica. No es necesaria ninguna calibración posterior si el termómetro se utiliza conforme a las instrucciones. No hay medio de reajustar el calibrado en este termómetro.

**Primer uso:**

Se ha instalado una pila en el termómetro de oído. Abra el compartimento de la batería y extraiga la tira de aislamiento para activar la batería.

**Encendido/Apagado:**

**Encendido:**  
Pulse brevemente el botón **POWER/M**. Todos los segmentos de la pantalla se iluminan brevemente. Tan pronto como la pantalla muestra 00.0 con el símbolo  $^{\circ}$  en la esquina superior derecha, el termómetro está listo para el funcionamiento.

**Apagado:**

El termómetro se apagará automáticamente transcurrido un minuto sin pulsar de nuevo ningún botón.

**Cambio de Celsius a Fahrenheit:**


Para cambiar entre la temperatura en grados Celsius ( $^{\circ}$ C) o grados Fahrenheit ( $^{\circ}$ F), primero encienda el termómetro. Luego, mantenga pulsado el botón **POWER/M** hasta que la unidad de medida cambie de  $^{\circ}$ C a  $^{\circ}$ F o viceversa

**MEDIR LA TEMPERATURA**

Nota: Antes de medir, el termómetro deberá estabilizarse al estado de funcionamiento durante un mínimo de 30 minutos.

1. Pulse la tecla **POWER/M** brevemente para activar el termómetro. Sonará un pitido.

La pantalla ahora mostrará de manera consecutiva:



El BC-27 ahora está listo para usarse

2. Estire el canal auditivo tirando de la oreja externa hacia arriba y hacia atrás para tener una visión del canal auditivo.



Para niños menores de 1 año, tire de la oreja hacia atrás.



Para niños a partir de 1 año y adultos, tire de la oreja hacia arriba y hacia atrás.

- Atención: Muchos pediatras recomiendan el uso de termómetros de oído para niños mayores de 6 meses.
3. Cuando tire del oído exterior, introduzca suavemente el termómetro en el canal auditivo. Pulse brevemente el botón **'SCAN'**. Cuando oiga un pitido, la medición se ha completado y puede retirar el termómetro de la oreja. La pantalla LCD muestra la temperatura medida.
  4. Nueva medición: Si quiere volver a medir, espere hasta que se ilumine el símbolo  $^{\circ}$  en la pantalla.
  5. Transcurrido 1 minuto cambia el termómetro automáticamente.

**Memoria:**

El termómetro recuerda la temperatura de las últimas 10 mediciones.

1. Encienda el termómetro pulsando brevemente el botón **POWER/M**.
2. Pulse el botón **POWER-M** de manera repetida para ver las mediciones memorizadas. (La Memoria 10 es la última medición, Memoria 09 es la anteúltima, etc.)
3. Transcurrido 1 minuto, el termómetro se apaga automáticamente.

**Causas posibles de que la temperatura medida sea demasiado baja:**

- El termómetro no está lo suficientemente alejado o en ángulo en el oído. Coloque el termómetro en el oído correctamente y mida la temperatura de nuevo.
- El sensor de temperatura está sucio. Límpielo y mida de nuevo.
- El canal auditivo está bloqueado o sucio. Límpielo o mida la temperatura en el otro oído.

Para más dudas o problemas, póngase en contacto con el servicio de cliente de Alecto.

**Consejos y advertencias:**

**Nunca:**


- Nunca mida la temperatura con el termómetro si tiene una infección de oídos u otra irritación de oídos.
- No mida la temperatura en un periodo de 30 minutos después de realizar actividad física o bañarse.
- No toque nunca el sensor del termómetro.

**Siempre:**

- Limpie el termómetro después de usar y guárdelo en un entorno seco y sin polvo y fuera del alcance de los niños.

**LIMPIEZA**

**Sensor de temperatura:**



Limpie el sensor de temperatura con una torunda empapada en alcohol medicinal (96%, disponible en farmacias) después de cada uso. No limpie NUNCA el sensor de la temperatura con agua.

**Termómetro:**

Puede limpiar el envase del termómetro con un paño húmedo. No use agentes químicos para la limpieza.

**BATERÍA BAJA**

1. El termómetro se suministra con una pila de litio de 3V (CR 2032).
2. Cuando la tensión de la pila está baja, la pantalla LCD mostrará:  $\rightarrow$ . Sustituya la batería en la unidad. El termómetro no puede funcionar con precisión en condiciones de tensión baja.
3. Retire la tapa del compartimento de la batería y extraiga el botón metálico (véase la imagen), la pila saltará, entonces puede extraer la pila gastada.
4. Coloque una nueva pila, el polo positivo (+) hacia arriba y presione para que encaje en su sitio hasta que se oiga un clic.
5. Coloque de nuevo la tapa del compartimento de la batería en el termómetro.
6. Extraiga también la pila si no se va a utilizar la unidad en un periodo superior a seis meses. Esto evita cualquier daño en caso de que la pila tenga una fuga.

Rango de temperatura mostrada: 34.0  $^{\circ}$ C ~ 44.0  $^{\circ}$ C (93.2  $^{\circ}$ F ~ 111.2  $^{\circ}$ F)

Entorno de temperatura:  
Temperatura: 16  $^{\circ}$ C ~ 35  $^{\circ}$ C (\*)  
(60.8  $^{\circ}$ F ~ 95.0  $^{\circ}$ F)  
Humedad: 80 % HR  
\*: en caso de temperatura fuera de rango, la pantalla muestra 'ER 1'.

Condiciones de almacenamiento y transporte:  
Temperatura: -25  $^{\circ}$ C a 55  $^{\circ}$ C (-13  $^{\circ}$ F a 131  $^{\circ}$ F)  
Humedad: 85 % HR

Rango de temperatura de resolución de pantalla:  
0,1  $^{\circ}$ C (0,1  $^{\circ}$ F)

Precisione:  
0,2  $^{\circ}$ C (de 35,5  $^{\circ}$ C a 42,0  $^{\circ}$ C)  
0,4  $^{\circ}$ F (de 95,9  $^{\circ}$ F a 107,6  $^{\circ}$ F)

**ATENCIÓN**

- Mantenga el termómetro y la batería fuera del alcance de los niños.
- No hable ni camine mientras se toma la temperatura.
- Guarde el termómetro en su envase especial.
- No exponga el termómetro directamente bajo la luz del sol, el polvo o la humedad.
- No desmonte el termómetro.

Asegúrese de que los bebés ni los niños traguen NUNCA las pilas de botón. Mantenga las pilas de botón lejos de bebés y niños en todo momento y deseche siempre las pilas gastadas en los puntos de recogida específicos. Si tiene alguna duda sobre si su bebé o niño ha tragado una pila de botón, avise a su médico.

**ESPECIFICACIONES**

Rango de temperatura mostrada: 34.0  $^{\circ}$ C ~ 44.0  $^{\circ}$ C (93.2  $^{\circ}$ F ~ 111.2  $^{\circ}$ F)

Entorno de temperatura:  
Temperatura: 16  $^{\circ}$ C ~ 35  $^{\circ}$ C (\*)  
(60.8  $^{\circ}$ F ~ 95.0  $^{\circ}$ F)  
Humedad: 80 % HR  
\*: en caso de temperatura fuera de rango, la pantalla muestra 'ER 1'.

Condiciones de almacenamiento y transporte:  
Temperatura: -25  $^{\circ}$ C a 55  $^{\circ}$ C (-13  $^{\circ}$ F a 131  $^{\circ}$ F)  
Humedad: 85 % HR

Rango de temperatura de resolución de pantalla:  
0,1  $^{\circ}$ C (0,1  $^{\circ}$ F)

Precisione:  
0,2  $^{\circ}$ C (de 35,5  $^{\circ}$ C a 42,0  $^{\circ}$ C)  
0,4  $^{\circ}$ F (de 95,9  $^{\circ}$ F a 107,6  $^{\circ}$ F)

**Batería:**

1 pila de litio 3V (CR 2032)  
Vida útil: 2000 mediciones  
Consumo: 9 mW

Dimensiones: 110 mm x 35 mm x 35 mm  
Peso neto: Aprox. 37 g (batería incl.)

**MEDIOAMBIENTE**

No tire las pilas gastadas. Entréguelas en el depósito local para residuos químicos domésticos.



Al final del ciclo de vida útil del producto, no deberá desechar este producto en la basura doméstica, sino llevar el producto a un punto de recogida para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos.

**CE**

La declaración de conformidad se encuentra disponible en:  
<http://DOC.hesdo.com/BC-27-DOC.pdf>

**GARANTÍA**

El termómetro Alecto BC-27 tiene una garantía de 24 meses desde la fecha de compra. Durante este periodo, garantizamos la reparación gratuita de los defectos causados por errores materiales y mano de obra. Cualquier daño será sometido a la evaluación final del importador.

CÓMO UTILIZAR LA GARANTÍA: Si nota cualquier defecto, consulte primero el manual del usuario. Póngase en contacto con el proveedor de este vigila bebés o contacte con el servicio al cliente de Alecto a través de Internet en [www.alecto.nl](http://www.alecto.nl)

NULIDAD Y ANULACIÓN DE LA GARANTÍA: En caso de uso indebido,

conexiones incorrectas, baterías instaladas de forma incorrecta o que tengan fugas (si procede), el uso de piezas o accesorios no originales, negligencia y defectos causados por humedad, incendios, inundaciones, tormentas o desastres naturales.

En caso de modificaciones y/o reparaciones no autorizadas realizadas por terceros. En caso de transporte incorrecto del dispositivo, sin el embalaje adecuado, y cuando el dispositivo no se acompañe de esta tarjeta de garantía y el comprobante de compra. Toda responsabilidad posterior, especialmente en relación con los daños indirectos, queda excluida.

Service Help  
WWW.ALECTO.NL SERVICE@ALECTO.NL  
Hesdo, Australiëlaan 1 5232 BB, 's-Hertogenbosch The Netherlands

Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co.,Ltd, Building 2, 1# Fuzhu Nan RD, Wuchang Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang 310023

Shanghai International Holding Corp. GmbH, Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg Germany

Imported by: Hesdo bv. Azielaan 12, 5232BA 's-Hertogenbosch The Netherlands



0197